



Mediblink[®]
medical devices

Katalog izdelkov

www.mediblink.si



Merilniki krvnega tlaka

Merilniki krvnega tlaka so natančni in zanesljivi ter omogočajo brezskrbno merjenje. Imajo do 7 naprednih tehnologij in do 7 dodatnih lastnosti za boljši nadzor vašega zdravja.

**Več o
izdelkih**



Merilnik krvnega tlaka M540 AFib

- Nežno, tiho in udobno merjenje
- Tehnologija AFib za zgodnje odkrivanje atrijske fibrilacije, motenj srčnega ritma in aritmije
- Merjenje med napihovanjem manšete, samodejno opravljanje dveh zaporednih meritev, prikaz povprečne vrednosti zadnjih treh meritev
- Klinično validiran v neodvisnih raziskavah
- Priloženo: USB-C kabel z napajalnikom, EasyCuff trda manšeta univerzalne velikosti, vrečka za shranjevanje, baterije
- 10 let garancije



Priložen USB-C kabel z napajalnikom



EasyCuff univerzalna trda manšeta za vse velikost rok



Opozori na povečano možnost možganske kapi



Več o izdelku



Merilnik krvnega tlaka M520 AFib

- Nežno, tiho in udobno merjenje
- Tehnologija AFib za zgodnje odkrivanje atrijske fibrilacije, motenj srčnega ritma in aritmije
- Merjenje med napihovanjem manšete, prikaz povprečne vrednosti zadnjih treh meritev
- Klinično validiran v neodvisnih raziskavah
- Priloženo: USB-C kabel z napajalnikom, manšeta univerzalne velikosti, vrečka za shranjevanje, baterije
- 10 let garancije

Priložen USB-C kabel z napajalnikom



Univerzalna velikost manšete



Opozori na povečano možnost možganske kapi



Več o izdelku



Merilnik krvnega tlaka M500 AFib

- Nežno, tiho in udobno merjenje
- Tehnologija AFib za zgodnje odkrivanje atrijske fibrilacije, motenj srčnega ritma in aritmije
- Merjenje med napihovanjem manšete, prikaz povprečne vrednosti zadnjih treh meritev
- Klinično validiran v neodvisnih raziskavah
- Priloženo: manšeta univerzalne velikosti, vrečka za shranjevanje, baterije
- 10 let garancije

Univerzalna
velikost manšete



Opozori na
povečano možnost
možganske kapi



Več o
izdelku



Merilnik krvnega tlaka M510

- Nežno, tiho in udobno merjenje
- Merjenje med napihovanjem manšete, zaznavanje srčne aritmije, prikaz povprečne vrednosti zadnjih treh meritev
- Klinično validiran v neodvisnih raziskavah
- Priloženo: USB-C kabel, manšeta univerzalne velikosti, baterije
- 5 let garancije

Priložen
USB-C kabel



Univerzalna
velikost manšete



Več o
izdelku



Zapestni merilnik krvnega tlaka M505

- Nežno, tiho in udobno merjenje
- Merjenje med napihovanjem manšete, zaznavanje srčne aritmije, prikaz povprečne vrednosti zadnjih treh meritev
- Klinično validiran v neodvisnih raziskavah
- Priloženo: zapestna manšeta univerzalne velikosti, torbica za shranjevanje, baterije
- 5 let garancije

Prenosen



Univerzalna
velikost manšete



Več o
izdelku





Inhalatorji

Inhalatorji z razprševanjem aerosolov pomagajo pri prehladu, kašlju in zamašenem nosu, pa tudi pri drugih obolenjih dihalnih poti.

Več o
izdelkih



Prenosni mesh inhalator Alien M425

- Primeren za vso družino
- Majhen, skoraj neslišen, izjemno učinkovit
- 3 nastavljive stopnje razprševanja aerosolov
- Vgrajena polnilna litij-ionska baterija
- Zamenljiva mrežasta membrana s funkcijo samodejnega čiščenja
- Priloženo: maska za otroke, maska za odrasle, ustni nastavek, vrečka za shranjevanje, USB-C kabel
- 3 leta garancije



MMAD: **2,2** µm

PORR: **78** %

NEB. RATE: **0,2 – 0,4** ml/min

NOISE: **<50** dB

Več o izdelku



Ultrazvočni inhalator M480

- Primeren za vso družino
- Majhen, praktično neslišen
- Brez filtrov in tesnil, manj rebrasta cev za lažje čiščenje
- Priloženo: maska za otroke, maska za odrasle, ustni nastavek, konektor za masko, 20 posodic in povezovalna cev
- 3 leta garancije



MMAD: **3,24** µm

PORR: **74,58** %

NEB. RATE: **0,60** ml/min

NOISE: **<34** dB

TIH IN HITER POPOLN ZAME



Več o izdelku



Kompresorski inhalator Panda M460

- Primeren za vso družino
- Zmogljiv, izredno močan motor, tudi za profesionalno uporabo
- Otrokom prijazna oblika
- Priloženo: maska za otroke, maska za odrasle, ustni nastavek, zelo učinkovita posodica za zdravila, povezovalna cev in 5 rezervnih filtrov
- 10 let garancije

MMAD: **2,3** µm

PORR: **90,2** %

NEB. RATE: **0,20** ml/min

NOISE: **60** dB

Več o izdelku



MMAD = povprečna velikost razpršenih aerosolov
 PORR = delež delcev, ki doseže spodnje dihalne poti, vse do pljučnih mešičkov
 NEB. RATE = hitrost razprševanja aerosolov (v ml/min)
 NOISE: glasnost med delovanjem inhalatorja

Kompresorski inhalator Compact M440

- Primeren za vso družino
- 2 stopnji hitrosti razprševanja
- Dolga cev za več gibanja med terapijo
- Priloženo: maska za otroke, maska za odrasle, ustni nastavek, posodica, povezovalna cev in 5 rezervnih filtrov
- 10 let garancije

MMAD: **2,7** μ m

PORR: **86** %

NEB. RATE: **0,25** ml/min

NOISE: **65** dB



Več o izdelku



Kompresorski inhalator Hippo M450

- Primeren za vso družino
- Majhen, priročen, enostaven
- Otrokom prijazna oblika
- Priloženo: maska za otroke, maska za odrasle, ustni nastavek, posodica, povezovalna cev, 5 filtrov in adapter
- 3 leta garancije

MMAD: **3,08** μ m

PORR: **75** %

NEB. RATE: **≥0,20** ml/min

NOISE: **≤60** dB



Več o izdelku



Kompresorski inhalator Airy M430

- Primeren za vso družino
- Izjemno majhen (XS), priročen, enostaven
- Zelo tiho delovanje
- Priloženo: maska za otroke, maska za odrasle, ustni nastavek, posodica, povezovalna cev in 5 rezervnih filtrov
- 5 let garancije

MMAD: **3,65** μ m

PORR: **80** %

NEB. RATE: **0,20** ml/min

NOISE: **<55** dB



Več o izdelku



MMAD = povprečna velikost razpršenih aerosolov
PORR = delež delcev, ki doseže spodnje dihalne poti, vse do pljučnih mešičkov
NEB. RATE = hitrost razprševanja aerosolov (v ml/min)
NOISE: glasnost med delovanjem inhalatorja

Podaljški za dajanje zdravil

Podaljški za dajanje zdravil so namenjeni uporabi pri KOPB in astmi z napravo za inhaliranje zdravil. Uporabljajo se lahko z večino inhalatorjev z odmerjenim odmerkom (MDI) in so brez vsebnosti BPA in lateksa iz naravnega kavčuka.

Več o izdelkih



Podaljšek za dajanje zdravil MediFlow S M491

- Zvočni signal za kontrolo dihanja
- Enostavno štetje pacientovih izdihov s premikanjem ventila
- Antistatična komora
- Priložena maska iz 100-odstotnega silikona majhne velikosti S (primerna za otroke, stare od 0 do 1 leta)



Več o izdelku



Podaljšek za dajanje zdravil MediFlow M M492

- Zvočni signal za kontrolo dihanja
- Enostavno štetje pacientovih izdihov s premikanjem ventila
- Antistatična komora
- Priložena maska iz 100-odstotnega silikona srednje velikosti M (primerna za otroke, stare od 1 do 5 let)



Več o izdelku



Podaljšek za dajanje zdravil MediFlow L M493

- Zvočni signal za kontrolo dihanja
- Enostavno štetje pacientovih izdihov s premikanjem ventila
- Antistatična komora
- Priložena maska iz 100-odstotnega silikona velike velikosti L (primerna za osebe, stare 5 let in več)



Več o izdelku





Pulzni oksimetri

Pulzni oksimetri so diagnostične naprave za neinvazivno merjenje stopnje nasičenosti krvi s kisikom, kar imenujemo tudi saturacija.

**Več o
izdelkih**



Pulzni oksimeter M170

- Trije merilni parametri: stopnja nasičenosti s kisikom (SpO₂), spremljanje srčnega utripa (PR) in indeks perfuzije (PI)
- Upravljanje z enim gumbom
- Velik LED zaslon s 5 zaslonskimi vmesniki
- 8-sekundni samodejni izklop
- 2 leti garancije



Več o izdelku



Pulzni oksimeter za otroke M171

- Trije merilni parametri: stopnja nasičenosti s kisikom (SpO₂), spremljanje srčnega utripa (PR) in indeks perfuzije (PI)
- Upravljanje z enim gumbom
- Velik barvni TFT zaslon s prikazom srčnega utripa in pulznim valom
- Otrokom prijazna oblika
- 8-sekundni samodejni izklop
- 3 leta garancije



Več o izdelku





Nosni aspiratorji in nosne prhe

Nosni aspiratorji in nosne prhe se uporabljajo pri zamašenem nosu, prehladu, izcedku iz nosu in težavah z dihanjem ter za vsakodnevno čiščenje otroških noskov.

**Več o
izdelkih**




Električni nosni aspirator SuperEasy PRO M410

- Primeren od rojstva dalje
- Majhen, lahek, praktičen, prenosen
- Napredna tehnologija za preprečevanje preliivanja
- 2 stopnji sesanja
- 2 načina napajanja (s priloženim USB-C kablom ali preko klasičnih baterij)
- Izjemno tiho delovanje
- Uporaba brez filtrov
- Funkcija glasbe
- Priloženo: 2 nosna nastavka različnih velikosti iz mehkega silikona, škatlica za shranjevanje, povezovalna cev
- 3 leta garancije



Več o izdelku



Električni nosni aspirator SuperEasy M405

- Primeren od 1. meseca starosti dalje
- Majhen, lahek, praktičen, prenosen
- Globalni patent za preprečevanje povratnega toka zagotavlja higienično uporabo
- Napredna tehnologija za preprečevanje preliivanja zagotavlja daljšo življenjsko dobo izdelka
- 3 stopnje sesanja
- Zelo tiho delovanje
- Uporaba brez filtrov
- Priloženo: 2 nosna nastavka različnih velikosti iz mehkega silikona, 2 silikonska tesnilna obročka, baterije
- 3 leta garancije



Več o izdelku



Nosni aspirator 2 v 1 M400

- Unikaten – 2v1 – omogoča uporabo s pomočjo ust ali sesalnika
- Izjemno varen za uporabo - posebna konstrukcija aspiratorja preprečuje prekomerno jakost izsesavanja, kar potrjuje test v neodvisnem laboratoriju BELMET
- Dva nosna nastavka v dveh velikostih iz mehkega silikona
- Enostavno se razstavi, opere in dezinficira
- Sluz ne more preiti v cev ali usta
- Ne vsebuje filtrov



Varen



Iz mehkega silikona



Enostavno čiščenje



2v1



Oglejte si VIDEO!



Več o izdelku

Nosna prha M418

- Za otroke in dojenčke od 4. meseca dalje
- Za varno, hitro in enostavno čiščenje nosu
- Nosni nastavki iz mehkega silikona
- 2 kosa v kompletu



Več o izdelku



Nosna prha Dino & Koala M419

- Za otroke in dojenčke od 4. meseca dalje
- Za varno, hitro in enostavno izpiranje nosu
- Nosni nastavki iz mehkega silikona
- Otrokom prijazna oblika
- 2 kosa v kompletu



Več o izdelku





Termometri

Termometri so nepogrešljiv pripomoček v vsakem domu. Tako otrokom kot odraslim pomagajo pri določanju resnosti morebitnih vročinskih stanj.

**Več o
izdelkih**



Infrardeči čelni termometer Age Accuracy™ M330

- Izjemno natančno merjenje
- Age Accuracy™ omogoča izbiro nastavitve ustrezne starostne skupine
- 3-barvni zaslon
- Meritev osebne temperature, temperature tekočin in predmetov ter prostorske temperature (0–100 °C)
- Tihi/nočni način
- 30 spominskih mest
- Priložen etui za shranjevanje
- 3 leta garancije



Izberite ustrezno
starostno skupino za še
bolj natančno merjenje



0–3
meseči



3–36
mesecev



36+
mesecev

**Več o
izdelku**



Brezkontaktni infrardeči termometer M340

- Izredno natančen merilni senzor
- Meritev v manj kot 2 sekundah
- Meritev osebne temperature, temperature tekočin, predmetov, hrane in prostorske temperature
- 3-barvni zaslon
- 50 spominskih mest
- Samodejni izklop
- 5 let garancije



**Več o
izdelku**



Ni vročine



Rahla vročina



Visoka vročina

Ušesni termometer M300

- Izredno natančen merilni senzor
- Meritev v samo 1 sekundi
- Vodoodporna konica
- Zvočni alarm povišane temperature
- 10 spominskih mest
- Samodejni izklop
- 5 let garancije



**Več o
izdelku**

Galijev termometer s povečevalnim steklom Vision M371

- Povečevalno steklo za lažje odčitavanje temperature
- Praktično držalo za ponastavitev
- Merilno odstopanje le $\pm 0,1$ °C
- 10 let garancije



**Več o
izdelku**

Galijev termometer M370

- S patentom za enostavno zbijanje temperature
- Priložen etui za shranjevanje
- 10 let garancije



**Več o
izdelku**

Digitalni termometer M372

- Za vso družino
- Trda konica
- V celoti vodoodporen
- Čas merjenja 60 sekund
- Priložen etui za shranjevanje
- 10 let garancije



Več o izdelku



Digitalni termometer Flexy M374

- Za vso družino
- Gibljava konica
- V celoti vodoodporen
- Velik LCD zaslon
- Čas merjenja 60 sekund
- Priložen etui za shranjevanje
- 10 let garancije



Več o izdelku



Digitalni termometri

Medved M376 / Raca M377 / Žaba M378 / Krava M379

- Za vso družino
- Z gibljivo konico
- V celoti vodoodporni
- Otrokom prijazna oblika
- Čas merjenja 60 sekund
- Priložen etui za shranjevanje
- 10 let garancije



Več o izdelkih



Elektroterapevtska naprava

Elektroterapija je neinvazivna metoda lajšanja bolečine, ki se uporablja v fizioterapiji, rehabilitaciji in domači oskrbi. Deluje na principu nežne električne stimulacije živcev preko elektrod, nameščenih na kožo.

**Več o
izdelku**



Elektroterapevtska naprava M600

- Pokriva večje območje terapije: Dva kanala omogočata uporabo štirih elektrod 50 x 50 mm (vključeno) ali dveh elektrod 50 x 90 mm
- Prilagodljivo: 60 programov terapije za 10 različnih delov telesa
- Trije načini masaže: Gnetenje, drgnjenje, trepljanje
- Preprosta uporaba ponoči: Zaslون velikosti XL z osvetlitvijo ozadja
- Polnilna litij-ionska baterija
- Omogoča 2 načina polnjenja: prek priloženega kabla USB ali priključka USB-C
- 5 let garancije


60 programov 2 kanala 10 delov telesa 3 načini masaže XL osvetljen XL zaslon

3v1


TENS
EMS
Masaža



Več o izdelku



- Terapija **TENS** (transkutana električna stimulacija živcev) je učinkovita metoda za lajšanje bolečine. Električni impulzi stimulirajo živce in tako blokirajo bolečinske signale v možganih, kar odpravlja občutek bolečine.
- Pri terapiji **EMS** (električna stimulacija mišic) se električni impulzi pošiljajo v prizadeto mišico in s tem spodbudijo njeno pasivno vadbo.
- Program za stimulacijo z **masažo** zagotavlja sproščujoče tresljaje mišic za sprostitev napetih mišic.



Hladilno-toplotne blazinice

Terapija z uporabo hladilno-toplotnih blazinic je preprosta in učinkovita metoda za lajšanje bolečin, zmanjševanje oteklina ali spodbujanje prekrvavitve. Glede na potrebe blazinice ohladimo ali segrejemo, nato pa jih naneseemo na prizadete predele.

**Več o
izdelkih**






COLD

HOT

Hladilno-toplotne blazinice s kroglicami M120 – M122

- Temperaturo ohranijo vsaj 20 minut
- Omogočajo idealno prilagajanje telesu
- Omogočajo takojšnjo uporabo
- Upogibljive tudi ko so zamrznjene
- Velikosti: S 10 x 10 cm (M120) / M 12 x 29 cm (M121) / L 20 x 30 cm (M122)

Več o izdelkih



Hladilno-toplotne blazinice z ovojno vrečko M127 – M129

- Zagotavljajo učinkovito protibolečinsko terapijo
- Omogočajo takojšnjo uporabo
- Primerne so za večkratno uporabo
- Priložena je ovojna vrečka
- Velikosti: S 11 x 12 cm (M127) / M 11 x 26 cm (M128) / L 20 x 30 cm (M129)



Več o izdelkih



Za večkratno uporabo



Ovojna vrečka priložena



Hlajenje:
Hladilnik ali zamrzovalnik



Gretje:
Mikrovalovna pečica ali vroča voda

Testi nosečnosti in ovulacije

V vsakem srcu, ki sanja o novem življenju, se skriva nežna iskrica upanja. Testi nosečnosti in ovulacije vas spremljajo na poti do čudeža – nežno, zanesljivo in diskretno.

**Več o
izdelkih**



Babyblink[™]

Hitri testi za ugotavljanje nosečnosti in ovulacije z več kot 99 % natančnostjo.

Zgodnji test nosečnosti Babyblink pero M157

- Rezultat že do 6 DNI PRED izostankom menstruacije
- Enostaven za uporabo
- Hiter rezultat
- Več kot 99 % natančen
- 1 test



Več o izdelku

Result AS EARLY AS **6** days before THE MISSED PERIOD



Test nosečnosti Babyblink lističi 3x M155

- Hiter rezultat
- Več kot 99 % natančen
- Več kot 99 % natančen
- 3 testni lističi



Več o izdelku




Ovulacijski test Babyblink lističi 10x M156

- Pokaže, kateri dan imate največjo možnost za zanositev
- Več kot 99 % natančen
- 10 testnih lističev



Več o izdelku





Kineziološki in bandažni trakovi

Razbremenijo, stabilizirajo in podpirajo vezi, sklepe ter poškodovane ali nategnjene mišice. Bandažni trakovi se uporabljajo predvsem za fiksacijo sklepov, kineziološki trakovi pa kot podpora in pomoč pri poškodovanih mišicah.

**Več o
izdelkih**



Kineziološki trakovi M130–M135

- Hipoalergeni – brez lateksa
- Vrhunsko japonsko lepilo – obstojni tudi v ekstremnih razmerah in vodi
- Izjemno zračni – sestavljeni iz 95 % bombaža in 5 % elastana
- Velikost: 5 cm x 5 m
- Barve: črna (M130) / modra (M131) / kožna (M132) / roza (M133) / rdeča (M134) / zelena (M135)



IDEALEN ZA ŠPORT
HIPOALERGEN



Več o izdelkih



Bandažni trakovi M137–M139

- Lepilo iz cinkovega oksida omogoča boljši oprijem
- Podpora iz 100-odstotnega bombaža
- Nazobčan rob za enostavno trganje traku
- Velikosti: 2,5 cm x 10 m (M137) / 3,75 cm x 10 m (M138) / 5 cm x 10 m (M139)

IDEALEN ZA ŠPORT

S cinkovim oksidom • Za boljši oprijem



Več o izdelkih



Zaščitna podbandažna pena M136

- Za zaščito kože pri uporabi bandažnih trakov
- Hipoalergena – brez lateksa
- Zagotavlja odlično zračnost
- Pritrdi se sama nase
- Velikost: 7 cm x 20 m



Optimalna
zaščita kože



Zračna



Nežna in
zelo tanka

IDEALNA ZA ŠPORT
HIPOALERGENA



Več o izdelku





Posodice za tablete in dentalne pripomočke

Posodice za tablete omogočajo pregledno in varno razvrščanje in shranjevanje tablet, kapsul ali prehranskih dodatkov. Dentalne posodice omogočajo varno shranjevanje dentalnih pripomočkov kot so zobna proteza ali aparat.

**Več o
izdelkih**



Tedenska posodica Cvet 1x/dan M017

- 7 velikih barvnih predalčkov z označenimi dnevi v tednu
- Snemljivi pokrovi predalčkov
- Edinstvena oblika



Več o izdelku



Več o izdelku



Tedenska posodica z gumbi Piano 1x/dan M010

- 7 velikih barvnih predalčkov, ki se enostavno odpirajo s pritiskom na gumb
- Edinstven dizajn



Več o izdelku



Tedenska posodica z gumbi Piano Duo 2x/dan M011

- 14 barvnih predalčkov, ki se enostavno odpirajo s pritiskom na gumb
- Dve posamezni snemljivi posodici na skupnem podstavku




Več o izdelku



Tedenska posodica Stela 4x/dan M012

- 28 predalčkov v 7 barvnih dnevnih posodicah
- Vsaka dnevna posodica ima 4 predalčke
- Enostavno in hitro vstavljanje in odstranjevanje dnevnih posodic



Več o izdelku



Tedenska posodica Oval 2x/dan M018

- 7 velikih barvnih posodic za vsak dan v tednu
- Vsaka dnevna posodica ima 2 predalčka
- Lahka in priročna za prenašanje



Več o izdelkih

Tedenska posodica Lotus 1x/dan M013/M014

- 7 predalčkov z označenimi dnevi v tednu
- V rdeči ali zeleni barvi



Več o izdelkih

Dnevna posodica Stela mini 4x/dan M019/M020

- 4 predalčki z označenimi deli dneva: zjutraj/ dopoldne/popoldne/zvečer
- V vijolični ali modri barvi



Več o izdelkih

Posodica za zobni aparat S M040/M041/M042

- Z luknjicami za stalno zračnost
- Na voljo v beli, rumeni in modri barvi
- Enostavno čiščenje



Več o izdelku

Posodica za zobno protezo modra M039

- Odstranljiv vložek z luknjicami v notranjosti
- Enostavno odcejanje in čiščenje
- Lahka in priročna za prenašanje



Ostali izdelki

**Več o
izdelkih**



Pripomoček za zdravljenje pikov žuželk M002

- Hitro in učinkovito olajša srbenje, praskanje, rdečico in otekline po piku žuželk v samo 3 sekundah
- Popolnoma naravno delovanje - deluje zgolj s pomočjo toplote in povsem brez zdravil
- 2 načina segrevanja
- Primeren za odrasle in otroke od 3. leta starosti dalje
- Zvočni signal in LED lučka
- Lahek, prenosen, higieničen
- 5 let garancije



Več o izdelku

Ultrazvočni prenosni odganjalec komarjev M001

- 3 načini delovanja
- Oddaja večfrekvenčne valove
- Doseg delovanja 30 m²
- Upravljanje z enim gumbom
- Sponka za pritrditev na pas
- 5 let garancije



Več o izdelku



Irigator za klistiranje M099

- Pripomoček za izpiranje črevesja s klistirjem
- 2-litrska vrečka z obešalnikom
- Ne vsebuje lateksa
- Varen, higiениčen, enostaven za uporabo in čiščenje
- Priložena vrečka za shranjevanje



Več o izdelku

Samolepljivi povoji M143 – M148

- Za zaščito ran, ureznin, odrgnin, žuljev in podobnih poškodb
- Tudi za zaščito gaze in pri fiksaciji sklepov
- Večsmerno elastični
- Lepijo se sami nase
- Ne vsebujejo lateksa
- **Modra barva:** 2,5 cm x 4,5 m (M143) / 5 cm x 4,5 m (M144) / 7,5 cm x 4,5 m (M145)
- **Kožna barva:** 2,5 cm x 4,5 m (M146) / 5 cm x 4,5 m (M147) / 7,5 cm x 4,5 m (M148)



Več o izdelkih

Samolepljivi vodoodporni povoji AquaSoft M141 / M142

- V obliki mehke pene
- Zaščitijo rane, urezine, odrgnine, žulje in podobne poškodbe pred vodo, prahom, umazanijo in udarci
- Izredno lahki, vpojni in večsmerno elastični
- Lepijo se sami nase
- Ne vsebujejo lateksa
- Velikost: 6 x 100 cm
- Barve: modra (M141) / kožna (M142)



Več o izdelkih



Obliži za kurje oko M108

- Zagotavljajo hitro in neboleče odstranjevanje kurjih oces
- Delujejo gladilno in zaščitno
- Z diskom iz polietilenske pene
- S salicilno kislino
- 8 posamično pakiranih obližev v kompletu



Več o izdelku

Alkoholni robčki M140

- Antiseptični – za pripravo kože pred injiciranjem
- Prepojeni s 70 % izopropilnim alkoholom
- 100 posamično zavitih 2-slojnih robčkov velikosti 6,5 x 3 cm



Več o izdelku

Alkoholni robčki Large M1402

- Antiseptični – za pripravo kože pred injiciranjem
- Prepojeni s 70 % izopropilnim alkoholom
- 50 posamično zavitih 2-slojnih robčkov velikosti 11 x 9 cm



Več o izdelku



**Proizvedeno za
(uvoznik za EU in distributer):**
Mediblink d.o.o.
Gubčeva cesta 19
8210 Trebnje, Slovenija
www.mediblink.si

**Zastopnik in distributer
za Slovenijo:**
Prolat d.o.o.
Praproče 9a
8210 Trebnje, Slovenija
www.prolat.si

Izdelki Mediblink® so na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah, izbranih otroških trgovinah, pri večjih spletnih ponudnikih ter v spletnih trgovinah www.mediblink.si in www.prolat.si.

Mediblink® je registrirana blagovna znamka. ©Dizajni embalaž so avtorsko zaščiteni.
Kršenje pravic zaščitene blagovne znamke in avtorskega gradiva ni dovoljeno.